

exbio

A Brighter Future in Flow

TransFix®


stabilizační činidlo pro průtokovou cytometrii. Produkt umožňuje uchovávat odebrané vzorky krve, kostní dřeně, nebo mozkomíšního moku pro pozdější měření až po dobu deseti dnů. Tudíž může být vzorek bezproblémově transportován mezi laboratořemi, což je zásadní pro mezilaboratorní srovnávací testy. Jedná se o jednoduché řešení situací, kdy vzorek nemůže být analyzován bezprostředně po odběru (následné analýzy, transport z místa odběru apod.).

Při teplotě 4 ° C prodlouží TransFix® použitelnost vzorku nesrážlivé krve nebo mozkomíšního moku pro cytometrické měření až na 10 dnů.


Při teplotě 20–24 ° C zajistí TransFix® stabilitu vzorku po dobu 7 dnů.

Výrobce produktu je firma **Cytomark**

NOVINKA! CTC – odběrové zkumavky na cirkulující nádorové buňky



Transfix udržuje klíčovou expresi myeloidního antigenu



Obrázek: Příklad měření vzorku se stabilizačním činidlem pomocí CSF od pacienta s infiltrací centrálního nervového systému (CNS) akutní myeloidní leukémií. Expresie CD45, HLA-DR, CD34 a CD117

EXBIO Praha, a.s.
Nad Šafínou II 341
252 50 Vestec
Czech Republic
Tel. +420 261 090 595
info@exbio.cz
orders@exbio.cz
technical@exbio.cz

www.exbio.cz

Reagencie TransFix®		Cena v Kč bez DPH /EUR bez DPH
TFB-01-1	1ml TransFix	1 675 Kč / 67 EUR
TFB-01-10	10 x 1ml TransFix	5 140 Kč / 206 EUR
TFB-20-1	20ml TransFix	7 275 Kč / 291 EUR
TFB-01-50	50 x 1ml	16 760 Kč / 670 EUR

Odběrové zkumavky CTC – cirkulující nádorové buňky		Cena v Kč bez DPH /EUR bez DPH
CTC-TVT-09-02	2 pack of 9ml CTC Vacuum Tubes	2 095 Kč/84 EUR
CTC-TVT-09-50	50 pack of 9ml CTC Vacuum Tubes	20 645 Kč/ 826 EUR

Odběrové zkumavky TransFix® pro vzorky mozkomíšního moku		Cena v Kč bez DPH /EUR bez DPH
TF-CSF-L-2	TransFix / EDTA CSF 1- 4ml Sample Storage Tube (2 tubes)	1 885 Kč / 75 EUR
TF-CSF-L-10	TransFix / EDTA CSF 1- 4ml Sample Storage Tube (10 tubes)	4 160 Kč / 166 EUR
TF-CSF-L-50	TransFix / EDTA CSF 1- 4ml Sample Storage Tube (50 tubes)	13 435 Kč/ 537 EUR